

INTENDED PURPOSE

The first standardised one-stage prothrombin time test was developed by Dr. Armand Quick in 1935. It has now become the basic coagulation screening test for the diagnosis of congenital and acquired deficiencies of clotting factors from the extrinsic pathway (factors IX, V, VII and X)^{1,2}. It is also used for the initial monitoring of oral anticoagulant therapy. This test can be used to assess the protein synthesis capability of the liver in chronic or acute hepatic disorders.

Helena Thromboplastin-Li is of rabbit brain origin and resembles human BCT in its low International Sensitivity Index (ISI). The ISI of Helena Thromboplastin-Li is approximately 1.1 (using manual calibration techniques) and is calibrated against the WHO International Reference Preparation³. Helena Thromboplastin-Li is particularly suited to the monitoring of oral anticoagulant therapy and, in conjunction with the appropriate factor deficient plasma, the measurement of factor activity in the extrinsic pathway. Tissue thromboplastin, in the presence of calcium ions, is an activator which initiates the extrinsic pathway of coagulation. When a mixture of tissue thromboplastin and calcium ions is added to normal citrated plasma, the clotting mechanism is activated, leading to a fibrin clot. If a deficiency exists within the extrinsic pathway, the time required for clot formation will be prolonged depending on the severity of the deficiency.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

The reagents contained in this kit are for *in-vitro* diagnostic use only - **DO NOT INGEST**. Wear gloves when handling all kit components. Refer to the product safety data sheet for risk and safety phrases and disposal information. Plasma products have been screened and found negative (unless otherwise stated on the kit box or vial) for the presence of Hepatitis B Antigen (HbsAg) HIV 1 and 2 antibody and HCV antibody; however they should be handled with the same precautions as a human plasma sample.

COMPOSITION1. **Helena Thromboplastin-Li**

REF 5265 (10 x 2.5ml)

REF 5267 (10 x 5ml)

REF 5269 (10 x 10ml)

Each vial contains rabbit brain thromboplastin suspension. The contents of the vial should be mixed well before and during use. The reagent is a fine suspension of rabbit brain tissue.

2. **Calcium Chloride Solution**

REF 5265 (10 x 2.5ml)

REF 5267 (10 x 5ml)

REF 5269 (10 x 10ml)

Each vial contains 0.025M calcium chloride solution. The reagent is a clear, colourless solution.

3. **Other kit components**

Each kit contains Instructions For Use and lot specific reference values insert.

STORAGE AND SHELF LIFE

Unopened vials are stable until the given expiry date when stored under conditions indicated on the vial or kit label.

1. **Helena Thromboplastin-Li**Opened vials are stable 1 month at 2...6°C and 5 days at 15...30°C. The working reagent (mixed with calcium chloride) is stable for 10 days at 2...6°C or 5 days at 15...30°C, AC-4 POS 25 °C = 2hrs. **DO NOT FREEZE**.

Signs of deterioration: Large clumps of particles or changes in expected values may indicate product deterioration.

2. **Calcium-chloride Solution**

Opened vials are stable for 1 month at 2...6°C or 5 days at 15...30°C.

Signs of deterioration: Particulate contamination, cloudiness or a change in expected performance may indicate product deterioration.

ITEMS REQUIRED BUT NOT PROVIDED

REF 5159 Plasma Calibrator Set

SAMPLE COLLECTION AND PREPARATION

Plastic or siliconised glass should be used throughout. Blood (9 parts) should be collected into 3.2% or 3.8% sodium citrate anticoagulant (1 part). Separate plasma after centrifugation at 2000-3000 x g for 15 minutes. Plasma should be kept at 2...6°C. Testing should be completed within 2 hours of sample collection, or plasma can be stored frozen at -20°C for 2 weeks or -70°C for one month. Thaw quickly at 37°C prior to testing. Do not keep at 37°C for more than 5 minutes.

STEP-BY-STEP PROCEDURE

For accurate INR reporting, it is recommended to determine the laboratory specific ISI of the reagent with the testing system in use. The Helena BioSciences Europe Plasma Calibrator Set (REF 5159) should be used for each new reagent batch. The Helena BioSciences Europe INR Reference Set (REF 5490) should be used to check for shifts in the local ISI which have been noted with changes in laboratory temperature and post instrument servicing, amongst other local variances.

For accurate prothrombin activity reporting (%PT), it is recommended to calibrate the instrument in routine use using the Helena BioSciences Europe PT Calibration Set (REF 5504).

The use of serial dilutions of a reference plasma for the %PT curve is not recommended as this can lead to discrepancies caused by the low fibrinogen in the reference plasma dilutions which are not reflected in patient samples having predominantly normal fibrinogen levels.

1. **Automated Methods, AC-4. (REF 5265 x500 samples, REF 5267 x1000 samples, REF 5269 x2000 samples)**
Refer to the appropriate AC-4 Operators Manual for detailed instructions.
Prepare all reagents as instructed under 'composition'.

START=7s	METHOD=Coag	MIX=0	PATIENT (Pat) vol=50µL Pos=35 (CP)	Def. Plasma (DP) Vol=0µL
INCUB=0s	MATH=Lo gY	CLEAN=0	BUFFER (BUF) Vol=0µL	R1 Vol=0µL
RUNTIME =120s	SENS=2	T-CORR= +45% / -5 sec S-CORR=0	CLEAR (CLR) Vol=0µL	R2 Vol=100µL Pos=25

2. **Manual Methods**
 a) Mix sufficient Helena Thromboplastin-Li and calcium chloride solution to complete the anticipated testing for the day and incubate at 37°C for no more than 8 hours.
 b) Pre-warm 0.1ml of the test plasma at 37°C for 2 minutes.
 c) Add 0.2ml of freshly mixed thromboplastin reagent to the plasma while simultaneously starting a stopwatch.
 d) Note the time for clot formation to the nearest 0.1 seconds.

INTERPRETATION OF RESULTS

Results should be reported to the nearest 0.1 seconds and duplicates should agree within 5% of each other.
INR values can be calculated using the following formula:

$$\text{INR} = (\text{PT Time Patient}) / (\text{Mean Normal PT Time})^{\text{ISI}}$$

%PT values can be interpolated from the calibration graph (%PT of PT Calibration plasmas versus measured clot time), which should be a straight line when plotted on log-log graph paper.

QUALITY CONTROL

Each laboratory should establish a quality control program. Normal and abnormal control plasmas should be tested prior to each batch of patient samples, to ensure instrument and operator performance. If controls do not perform as expected, patient results should be considered invalid.

Helena BioSciences supply the following controls available for use with this product:

REF 5186 Norm-Trol 1 10 x 1ml
 REF 5499 Norm-Trol 1 10 x 3ml
 REF 5187 Ab-Trol 2 10 x 1ml
 REF 5183 Ab-Trol 3 10 x 1ml
 REF 5499 INR Reference Set 12 x 0.5ml

REFERENCE VALUES

Reference values can vary between laboratories depending on the techniques and systems in use. For this reason each laboratory should establish its own normal range. This is particularly important for local ISI calibration.

Using the manual (tilt-tube) technique, normal values ranging from 12.5 - 16.5 seconds are typical.

Therapeutic Ranges: The British Society for Haematology⁸ recommend the following INR ranges for various clinical conditions:

- 2.0-2.5 Clinical State Prophylaxis of deep vein thrombosis, including surgery on high risk patients. (2.0-3.0 for hip surgery and fractured femur operations).
 Treatment of deep vein thrombosis. Pulmonary embolism. Systemic embolism. Prevention of venous thrombo-embolism in myocardial infarction. Mitrail stenosis with embolism. Transient ischaemic attacks. Atrial fibrillation.
 3.0-4.5 Recurrent deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Arterial disease, including myocardial infarction. Mechanical prosthetic heart valves.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

The following performance characteristics have been determined by Helena BioSciences or their representatives as a guideline.

Each laboratory should establish its own performance data.

Reproducibility (using the Behnk RackRotor):

INR	Within assay reproducibility	Clot Time (seconds)	Within Assay CV (%)
n=10	17.0	26.9	1.09
n=10	23.0	2.09	
n=100	23.0	2.38	
n=100	25.6	2.15	
Between assay reproducibility	Clot Time (seconds)	Between Assay CV (%)	
n=3	13.1	2.0	
n=3	27.3	3.3	
n=3	44.0	2.2	
Between batch reproducibility	Clot Time (seconds)	Between Assay CV (%)	
n=3	13.1	2.0	
n=3	27.3	3.3	
n=3	44.0	2.2	

Method Comparison: Comparison of INR values determined using Helena Thromboplastin-Li and two WHO Reference Thromboplastins yielded the following correlation equations:

Thromboplastin-Li = 0.9936 (RTF95) + 0.0129 $r^2 = 0.9834$ n = 79
 Thromboplastin-Li = 0.9589 (BCT441) + 0.1543 $r^2 = 0.9500$ n = 79

BIBLIOGRAPHY

- Quick, A.J. 'A Study of the Coagulation Defect in Hemophilia and Jaundice', Am. J. Med. Sci., 1935; 190: 501.
- Biggs, Rosemary (Ed.), Human Blood Coagulation, Haemostasis and Thrombosis, 2nd Edition, Blackwell Scientific Publications, London, 1976.
- Hirsh, J., Poller, L., Deykin, D., Levine, J. and Dalen, J.E., 'Optimal Therapeutic Range for Oral Anticoagulants', Chest, 1989, 95: 65-115.
- World Health Organisation, Expert Committee on Biological Standards 1984, Technical Series 700/19.
- Poller, L., 'Laboratory Control of Anticoagulant Therapy', Sem. Thromb. Haemostasis, 1986; 12: 13-19.
- Poller, L., Triplett, D.A., Hirsh, J., Carroll, J. and Clarke, K. 'The value of plasma calibrants in correcting coagulometer effects on International Normalised Ratios (INR): An international multicentre study', Amer. J. Clin. Pathol., 1995; 103 : 359-365.
- Poller, L., Triplett, D.A., Hirsh, J., Carroll, J. and Clarke, K. 'A comparison of lyophilised artificially depleted plasmas and lyophilised plasmas from warfarin treated patients in correcting for coagulometer effects on International Normalised Ratios (INR)', Amer. J. Clin. Pathol., 1995, 103 : 366-371.
- The British Society for Haematology, 'Guidelines on Oral Anticoagulation: Second Edition', J. Clin. Pathol., 1990; 43 : 177-183.

UTILISATION

La première méthode de détermination standardisée du temps de prothrombine en une étape a été développée en 1935 par le Dr. Armand Quick. Cette méthode de Quick constitue désormais l'analyse de base de la coagulation servant à diagnostiquer des anomalies des facteurs de coagulation congénitales et acquises. Le temps de prothrombine est déterminé à partir de la phase extrinsèque (facteurs II, V, VII et X)^{1,2}. Elle sert aussi à l'induction et au monitorage des thérapies avec anticoagulants oraux^{3,4} et elle peut être utilisée pour évaluer la capacité de synthèse des protéines du foie chez les patients souffrant de troubles hépatiques chroniques ou aigus.

Le Helena Thromboplastine-ISI faible provient de cervaeau de lapin mais il ressemble au BCT humain en raison de son indice de sensibilité international (ISI) faible. L'ISI du Helena Thromboplastine-ISI faible est d'environ 1,1 (en suivant les méthodes d'étalement manuel) et est étalonné en comparaison avec la préparation internationale de référence de l'OMS⁵. Le Helena Thromboplastine-ISI faible possède toutes les propriétés nécessaires au monitorage des thérapies avec anticoagulants oraux et utilise conjointement au plasma carente en un facteur approprié, à la détermination de l'activité de la voie extrinsèque.

La thromboplastine tissulaire, en présence d'ions calcium, est un activateur qui démarre la voie extrinsèque de la coagulation. Quand un mélange de thromboplastine tissulaire et d'ions calcium est ajouté à un plasma citraté normal, le processus de coagulation qui doit conduire à la production d'un caillot fibreux, s'active. Si la voie extrinsèque présente une anomalie, le temps nécessaire à la formation du caillot est allongé suivant la gravité du trouble de la coagulation.

PRÉCAUTIONS

Les réactifs du kit sont à usage diagnostic *in-vitro* uniquement. NE PAS INGÉRER. Porter des gants pour la manipulation de tous les composants. Se reporter aux fiches de sécurité des composants et pour l'étalement du kit. Un dépistage des produits basé de plasma peut être réalisé en donnant un résultat (signe indiquant si la boîte du kit ou sur le flacon) pour les antigènes de l'hépatite B (AgHBs), les anticorps anti VIH 1 et 2 et les anticorps anti VHC; il est malgré tout nécessaire de les manipuler avec les mêmes précautions que pour les échantillons de plasma humain.

COMPOSITION1. **Helena Thromboplastine-ISI faible**

REF 5265 (10 x 2.5ml)

REF 5267 (10 x 5ml)

REF 5269 (10 x 10ml)

Chaque flacon contient une suspension de thromboplastine de cervaeau de lapin. Le contenu du flacon doit être bien mélangé avant et pendant l'utilisation. Le réactif est une suspension fine de tissu éthéré de lapin.

2. **Solution de chlorure de calcium**

REF 5265 (10 x 2.5ml)

REF 5267 (10 x 5ml)

REF 5269 (10 x 10ml)

Chaque flacon contient une solution de chlorure de calcium à 0,025M. Le réactif est une solution transparente et incolore.

3. **Autres composants du kit**

Chaque kit contient une fiche technique et les valeurs de référence spécifiques du lot.

STOCKAGE ET CONSERVATION

Tous les flacons non ouverts sont stables jusqu'à la date de péremption indiquée s'ils sont conservés dans les conditions indiquées sur le flacon ou du kit ou du flacon.

1. **Helena Thromboplastine-ISI faible**Une fois ouverts, les flacons sont stables 1 mois entre 2...6°C et 5 jours entre 15...30°C. Le réactif de travail (mélangé avec du chlorure de calcium) est stable 10 jours entre 2...6°C ou 5 jours entre 15...30°C, AC-4 POS 25 °C = 2hrs. **NE PAS CONGÉLER**.

Signes de déterioration: La présence d'amas de particules ou un écarts par rapport aux valeurs prévues indique une déterioration du produit.

2. **Solution de chlorure de calcium**

Une fois ouverts, les flacons sont stables 1 mois entre 2...6°C ou 5 jours entre 15...30°C.

Signes de déterioration: Une contamination, un aspect floconneux ou un écarts par rapport aux valeurs prévues indique une déterioration du produit.

MATÉRIELS NÉCESSAIRES NON FOURNIS

REF 5159 Kit d'étalement du plasma

PRÉLIMINAIRES DES ÉCHANTILLONS

PRINCIPIO

Il primo test del tempo di protrombina standardizzato venne messo a punto dal Dr. Armand Quick nel 1935. Attualmente, questo test è diventato il metodo basale di screening della coagulazione per la diagnosi di deficienze congenite ed acquisite dei fattori di coagulazione del percorso extrinsico (fattori II, VII e IX). Questo viene utilizzato anche per l'induzione e il monitoraggio della terapia anticoagulante orale e può essere impiegato per valutare la capacità di sintesi proteica del fegato in disordini epatici cronici o acuti.

Il kit Helena Thromboplastin-Li è realizzato a partire da cervelto di coniglio, ma rassomiglia a BCT umano in termini di bassa indice di sensibilità internazionale (ISI). L'ISI del kit Helena Thromboplastin-Li è approssimativamente pari a 1,1 (se si utilizzano tecniche di calibrazione manuali) ed è calibrato rispetto alla preparazione di riferimento internazionale dell'OMS¹. Il kit Helena Thromboplastin-Li è particolarmente indicato per il monitoraggio della terapia anticoagulante orale e in combinazione con plasma carente del fattore appropriato, per la misurazione della vita del fattore del percorso extrinsico. In presenza di un coagulo, la trombofasi tissutale è un attivatore del percorso coagulazione extrinseca. Quando una miscela di trombofasi tissutale e di ioni di calcio viene aggiunta a normale plasma citrato, si attiva il meccanismo di coagulazione che porta alla formazione di un coagulo di fibrina. Qualora sussista una deficienza all'interno del percorso extrinseco, il tempo richiesto per la formazione del coagulo risulterà prolungato in funzione della gravità della deficienza.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

I reagenti contenuti in questo kit sono destinati esclusivamente alla diagnostica in vitro - **NON INGERIRE**. Indossare guanti protettivi durante l'uso dei componenti del kit. Per le indicazioni relative ai rischi e alla sicurezza e le informazioni sulla smaltimento, fare riferimento alle schede tecniche dei prodotti. I prodotti plasmatici sono stati esaminati dunque esito negativo (salvo diversamente indicato sulla confezione del kit o sul flacone) relativamente alla presenza dell'antigeno dell'epatite B (HbsAg), dell'anticorpo anti-HIV 1 e 2 e dell'anticorpo anti-HCV; questi prodotti devono tuttavia essere manipolati con le stesse misure precauzionali adottate per un campione di plasma umano.

COMPOSIZIONE

1. Helena Thromboplastin-Li

REF 5265 (10 x 2.5ml)

REF 5267 (10 x 5ml)

REF 5269 (10 x 10ml)

Ogni flacone contiene una sospensione di trombofasi di cervello di coniglio. Il contenuto del flacone deve essere miscelato accuratamente prima e durante l'uso. Il reagente è costituito da una sospensione fine di tessuto cerebrale di coniglio.

2. Soluzione di calcio cloruro

REF 5265 (10 x 2.5ml)

REF 5267 (10 x 5ml)

REF 5269 (10 x 10ml)

Ogni flacone contiene 0,025M di soluzione di calcio cloruro.

Il reagente è costituito da una soluzione incolore trasparente.

3. Altri componenti del kit

Ogni kit contiene un foglio procedurale e un inserto recante i valori di riferimento specifici per il lotto.

CONSERVAZIONE E STABILITÀ

I flaconi non aperti sono stabili fino alla data di scadenza indicata se conservati nelle condizioni riportate sul flacone o sull'etichetta del kit.

1. Flaconi aperti

I flaconi aperti sono stabili per 1 mese a 2...6°C e per 5 giorni a 15...30°C. Il reagente attivo (miscelato con calcio cloruro) è stabile per 10 giorni a 2...6°C o per 5 giorni a 15...30°C, AC-4 POS 25 @ 37°C = 2hrs. **NON CONGELARE**.

Segni di deterioramento: Ammassi consistenti di particelle o variazioni nei valori previsti possono essere indice di deterioramento del prodotto.

2. Soluzione di calcio cloruro

I flaconi aperti sono stabili per 1 mese a 2...6°C o per 5 giorni a 15...30°C.

Segni di deterioramento: La contaminazione particolare, la torbidità o una variazione delle prestazioni previste possono essere indice di deterioramento del prodotto.

MATERIALI NECESSARI, MA NON IN DOTAZIONE

REF 5519 Plasma Calibrator SetN.

RACCOLTA DEI CAMPIONI E PREPARAZIONE

Nel corso dell'intera procedura è necessario utilizzare plastica o vetro siliconizzato. Il sangue (9 parti) deve essere raccolto in sodio clorato al 3,2% o al 3,8% come anticoagulante (1 parte). Separare il plasma in seguito a centrifugazione a 2000 - 3000 x g per 15 minuti. Il plasma deve essere conservato a 2...6°C. I test devono essere completati entro 2 ore dalla raccolta dei campioni; in alternativa, il plasma può essere conservato congelato a -20°C per 2 settimane o a -70°C per 1 mese. Decongelare rapidamente a 37°C prima di eseguire il test. Non conservare a 37°C per oltre 5 minuti.

PROCEDURA

Per un rilevamento accurato dell'INR si raccomanda di determinare l'ISI specifico del laboratorio per il reagente con il sistema di test in uso. A tale scopo si raccomanda il Plasma Calibrator Set (REF 5519) di Helena BioSciences Europe². Questa procedura deve essere eseguita per ogni nuovo lotto di reattivo. Si consiglia di utilizzare il Reference Set (REF 5490) di Helena BioSciences Europe. Si deve invece essere utilizzato per rilevare eventuali spostamenti dell'ISI del sistema locale osservati in concomitanza con cambiamenti della temperatura del laboratorio e in seguito a manutenzione dello strumento, tra le altre variazioni locali.

Per un rilevamento accurato dell'attività di protrombina (%PT), si raccomanda di calibrare lo strumento di uso abituale utilizzando il PT Calibration Set (REF 5504) di Helena BioSciences Europe. Si consiglia l'impiego di diluizioni seriali di un plasma di riferimento per la curva %PT; che infatti possono dare luogo a discrepanze dovute al basso livello di fibrinogeno nelle diluizioni del plasma di riferimento, che non compongono invece nei campioni dei pazienti con livelli di fibrinogeno prevalentemente normali.

A. Metodi automatici, AC-4. (5265 x 500 campioni, 5267 x 1000 campioni, 5269 x 2000 campioni)

Fare riferimento al manuale utente dello AC-4 appropriato per conoscere le istruzioni dettagliate.

Preparare tutti i reagenti secondo le istruzioni riportate nel paragrafo COMPOSIZIONE.

START=7s	METHOD=Coag	MIX=0	PATIENT (Pat) vol=50µL Pos=35 (CP)	Def. Plasma (DP) Vol=0µL
INCUB=0s	MATH=Lo gY	CLEAN=0	BUFFER (BUF) Vol=0µL	R1 Vol=0µL
RUNTIME =120s	SENS=2	T-CORR= +45% / -5 sec S-CORR=0	CLEAR (CLR) Vol=0µL	R2 Vol=100µL Pos=25

2. Metodi manuali

- a) Miscelare una quantità sufficiente di Helena Thromboplastin-Li e soluzione di calcio cloruro per completare i test previsti per la giornata e incubare a 37°C per un massimo di 8 ore.
- b) Preiscalidare 0,1ml di plasma di prova a 37°C per 2 minuti.
- c) Aggiungere al plasma 0,2ml di reagente a base di trombofasi appena miscelato, azionando contemporaneamente un cronometro.
- d) Annotare il tempo di formazione del coagulo con un'approssimazione a 0,1 secondi.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

I risultati devono essere indicati con un'approssimazione a 0,1 secondi e le ripetizioni devono corrispondere con una tolleranza del 5%.

I valori di INR possono essere calcolati utilizzando la seguente formula:

$$\text{INR} = \frac{(\text{Tempo di PT Paziente})}{(\text{Tempo di PT normale medio})}^{\text{ISI}}$$

I valori di %PT possono essere interpolati dal grafico di calibrazione (%PT dei plasmi di calibrazione PT vs. tempo di coagulazione rilevato), che, se tracciato su carta a doppia scala logaritmica, deve apparire sotto forma di linea retta.

CONTROLLO QUALITÀ

Ogni laboratorio deve definire un programma di controllo qualità. I plasmi di controllo normali e anormali devono essere testati prima di ogni lotto di campioni di pazienti, per garantire un livello prestazionale soddisfacente sia per quanto riguarda lo strumento che per l'operatore. Qualora i controlli non funzionassero come previsto, i risultati relativi ai pazienti dovranno essere considerati non validi.

Helena BioSciences mette a disposizione i seguenti controlli utilizzabili con questo prodotto:

REF 5186 Norm-Trol 1	10 x 1ml
REF 5499 Norm-Trol 1	10 x 3ml
REF 5187 Ab-Trol 2	10 x 1ml
REF 5183 Ab-Trol 3	10 x 1ml
REF 5490 INR Reference Set	12 x 0,5ml

VALORI DI RIFERIMENTO

I valori di riferimento possono variare da un laboratorio all'altro in funzione delle tecniche e dei sistemi in uso. Per tale motivo ciascun laboratorio dovrà elaborare un proprio range normale. Ciò è particolarmente importante per la calibrazione dell'ISI locale.

Utilizzando la tecnica manuale (con inclinazione della provetta), i valori normali compresi tra 12,5 e 16,5 secondi sono tipici.

Range terapeutici:

La British Society for Haematology⁸ raccomanda i seguenti range di INR per varie condizioni cliniche:

INR

Stato clinico

Profilassi della trombosi delle vene profonde, compresi gli interventi chirurgici in pazienti ad alto rischio. (2,0-3,0 per le protesi d'anca e gli interventi per la frattura del femore).

Trattamento della trombosi delle vene profonde. Embolia polmonare. Embolia sistemica. Prevenzione della tromboembolia venosa nell'infarto del miocardio. Stenosi mitralica con embolia. Attacchi ischemici transitorii. Fibrillazione atriale.

Trombosi delle vene profonde ricorrente e embolia polmonare. Malattia arteriosa, compreso l'infarto del miocardio. Valvole cardiache protetiche meccaniche.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Le caratteristiche prestazionali sotto riportate sono state determinate da Helena BioSciences o dai propri rappresentanti a titolo di linee guida. Ciascun laboratorio dovrà pertanto elaborare i propri dati prestazionali.

Riproducibilità (utilizzando il Behnk RackRotor):

Riproducibilità entro il dosaggio Tempo di coagulazione (in secondi) CV entro il dosaggio (%)

n=10	17,0	0,92
n=10	26,9	1,09

Riproducibilità tra i dosaggi Tempo di coagulazione (in secondi) CV tra i dosaggi (%)

n=100	13,7	2,09
n=100	23,0	2,38
n=100	25,6	2,15

Riproducibilità tra i lotti Tempo di coagulazione (in secondi) CV tra i dosaggi (%)

n=3	13,1	2,0
n=3	27,3	3,3
n=3	44,0	2,2

Confronto dei metodi: Il confronto dei valori di INR determinati utilizzando il kit Helena Thromboplastin-Li e due trombofasi di riferimento dell'OMS ha portato alle seguenti equazioni di correlazione:

$$\text{Thromboplastin-Li} = 0,9936 (\text{RTF95}) + 0,0129$$

$$\text{Thromboplastin-Li} = 0,9589 (\text{BCT441}) + 0,1543$$

$$r^2 = 0,9834 \quad n = 79$$

$$r^2 = 0,9500 \quad n = 79$$

BIBLIOGRAFIA

- Quick, A.J. 'A Study of the Coagulation Defect in Hemophilia and Jaundice', Am. J. Med. Sci., 1935; 190: 501.
- Biggs, Rosemary (Ed.), Human Blood Coagulation, Haemostasis and Thrombosis, 2nd Edition, Blackwell Scientific Publications, London, 1976.
- Hirsh, J., Poller, L., Deykin, D., Levine, J. and Dalen, J.E. 'Optimal Therapeutic Range for Oral Anticoagulants', Chest, 1989, 95: 55-115.
- Poller, L. 'Laboratory Control of Anticoagulant Therapy', Sem. Thromb. Haemostasis, 1986; 12: 13-19.
- World Health Organisation. Expert Committee on Biological Standards 1984. Technical Series 700:19.
- Poller, L., Triplett, D.A., Hirsh, J., Carroll, J. and Clarke, K. 'The value of plasma calibrants in correcting coagulometer effects on International Normalised Ratios (INR): An international multicentre study', Amer. J. Clin. Pathol., 1995, 103 : 358-365.
- Poller, L., Triplett, D.A., Hirsh, J., Carroll, J. and Clarke, K. 'A comparison of lyophilised artificially depleted plasmas and lyophilised plasmas from warfarin treated patients in correcting for coagulometer effects on International Normalised Ratios' Amer. J. Clin. Pathol., 1995, 103 : 366-371.
- The British Society for Haematology, 'Guidelines on Oral Anticoagulation: Second Edition', J. Clin. Pathol., 1990; 43 : 177-183.

USO PREVISTO

La primera prueba estandarizada de la protrombina en una sola etapa fue desarrollada por el Dr. Armand Quick en 1935. Ahora se ha convertido en la prueba de cribado básico de la coagulación para el diagnóstico de deficiencias congénitas y adquiridas de factores de coagulación del percorso extrínseco (factores II, VII, IX y X). Se usa también para la inducción y el monitorizado del tratamiento anticoagulante oral^{1,2,3}. La trombofasi Li Helena tiene su origen en cerebro